


MicroOptix

Микроскопы для ЭКО



MX 1150 (T) | Стереомикроскоп для выделения яйцеклеток

- Профессиональный ZOOM стереомикроскоп
- Тринокулярный тубус для фото- и видеодокументации
- Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости
- Диапазон увеличения: 8–50x (300x опционально)
- Окуляры широкопольные 10x/22 мм
- Система освещения: проходящий свет, отраженный свет
- Регулируемая система освещения LED: отраженный и проходящий свет
- Противогрибковое покрытие оптики
- Термостойлик для микроскопа



MX 300 (T) | Фазово-контрастный микроскоп для выделения сперматозоидов

- Микроскоп с оптикой ICO Infnitvie (на «бесконечность»)
- Эргономичный современный дизайн
- Компенсационная тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 5 объективов
- 5 объективов план ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Система освещения по Келлеру
- Встроенное освещение LED (светодиод) 12 В, 3 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики
- Револьверный кольцевой фазово-контрастный набор



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Manufacturer:
West Medica Produktions- und Handels- GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1,
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 22 36 89 24 65,
fax: +43 (0) 22 36 89 24 64
vienna@westmedica.com

www.microoptix.ru
www.microoptix.com

Официальный дистрибьютор