

## **MX 950**

### Металлургический микроскоп

- Тринокулярный микроскоп с оптикой Infinity (на «бесконечность»)
- Револютер на 4 объектива
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Светодиодный осветитель отраженного света, 3 В
- Объективы план ахромат: 5x, 10x, 20x, 50x
- Устойчивый штатив для удобной работы
- Фото- и видеодокументация



## Металлургический микроскоп MX 950

### Стандартная комплектация

<b>Визуальная насадка</b>	тринокулярная (тип Зидентофа)
<b>Окуляры</b>	широкопольные WF 10x/18 мм
<b>Объективы</b>	план ахромат: 5x, 10x, 20x, 50x
<b>Револьвер</b>	4 позиции для объективов
<b>Предметный столик</b>	— механический двухуровневый, 150x140 мм — движущаяся платформа 75x50 мм
<b>Фокусировка</b>	коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
<b>Источник света</b>	система освещения по Келлеру, Егі-освещение с ирисовой апертурной и полевой ирисовой диафрагмой, светодиодный осветитель (LED) 3 Вт, регулируемая яркость
<b>Фильтры</b>	синий, желтый, зеленый и матовый
<b>Дополнительно (по запросу)</b>	бинокулярная головка, окуляры, микрометр, адаптеры C-Mount, фильтры, объективы, цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов

### Информация для заказа

#### Наименование

#### Код

Металлургический микроскоп MX 950, стандартная комплектация

09.0950.03



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления