

Рекомендован  
для образова-  
тельных целей

## **MX 05**

Экономичный  
монокулярный микроскоп

- Револьвер на 3 объектива
- Наклон головки 45°
- 3 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,60
- Широкопольные окуляры: 10x/16 мм и 25x
- Встроенная регулируемая система освещения LED (светодиод), 5 В, 1 Вт
- Верхняя и нижняя подсветка



## Монокулярный микроскоп MX 05

### Стандартная комплектация

<b>Визуальная насадка</b>	монокулярная с наклоном 45°
<b>Окуляры</b>	широкопольные WF 10/16 мм и WF 25
<b>Объективы</b>	ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,60
<b>Конденсор</b>	NA0.65 с дисковой диафрагмой
<b>Револьвер</b>	3 позиции для объективов
<b>Предметный столик</b>	стандартный, 95x95 мм, с клипсами
<b>Освещение</b>	верхнее и нижнее освещение LED (светодиод)
<b>Фокусировка</b>	коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
<b>Дополнительно (по запросу)</b>	объективы, цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов

### Информация для заказа

Наименование	Код
Монокулярный микроскоп MX 05, стандартная комплектация	09.0005.01



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления