

## **MX 1400**

Профессиональный  
стереомикроскоп

- Бинокулярный ZOOM стереомикроскоп
- Параллельная оптическая ZOOM система
- Широкопольные окуляры 10x/22 мм
- Диапазон увеличения: 8–80x
- План ахромат объектив
- Регулируемая система освещения LED:  
отраженный и проходящий свет



## Профессиональный стереомикроскоп MX 1400

### Стандартная комплектация

<b>Оптическая система</b>	параллельная оптическая ZOOM
<b>Визуальная насадка</b>	бинокулярная с наклоном 20°
<b>Межзрачковое расстояние</b>	55–75 мм
<b>Окуляры</b>	широкопольные EW 10x/22 мм
<b>ZOOM тубус</b>	— 0,8–8x, соотношение ZOOM 1:10x — план ахромат объектив 1x
<b>Рабочее расстояние</b>	78 мм
<b>Фокусировка</b>	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — диапазон: 105 мм
<b>Система освещения</b>	отраженный и проходящий свет LED, с регулировкой
<b>Дополнительно (по запросу)</b>	окуляры, осветители, объективы, штативы, фото/видео тринокулярная головка

### Информация для заказа

Наименование	Код
Профессиональный стереомикроскоп MX 1400, стандартная комплектация	09.1400.02



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления