

MX 950

Металлургический микроскоп

- Тринокулярный микроскоп с оптикой Infinity (на «бесконечность»)
- Револютер на 4 объектива
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Светодиодный осветитель отраженного света, 3 В
- Объективы план ахромат: 5x, 10x, 20x, 50x
- Устойчивый штатив для удобной работы
- Фото- и видеодокументация



Металлургический микроскоп MX 950

Стандартная комплектация

Визуальная насадка	тринокулярная (тип Зидентопфа)
Окуляры	широкопольные WF 10 /18 мм
Объективы	план ахромат: 5x, 10x, 20x, 50x
Револьвер	4 позиции для объективов
Предметный столик	— механический двухуровневый, 150x140 мм — движущаяся платформа 75x50 мм
Фокусировка	коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
Источник света	система освещения по Келлеру, Еpi-освещение с ирисовой апертурной и полевой ирисовой диафрагмой, светодиодный осветитель (LED) 3 Вт, регулируемая яркость
Фильтры	синий, желтый, зеленый и матовый
Дополнительно (по запросу)	бинокулярная головка, окуляры, микрометр, адаптеры C-Mount, фильтры, объективы, цифровые камеры, ПО для ведения цифровых альбомов

Информация для заказа

Наименование

Код

Металлургический микроскоп MX 950, стандартная комплектация

09.0950.03



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления