

## **MX 1150 (T)**

### Стереомикроскоп

- Профессиональный стереомикроскоп с плавным (ZOOM) увеличением
- Тринокулярный тубус для фото- и видеодокументации
- Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости
- Широкий диапазон увеличений: 4–300x
- Окуляры широкопольные 10x/22 мм
- Система освещения: проходящий свет, падающий свет
- Плавная регулировка степени освещения
- Противогрибковое покрытие оптики



# Спецификация

## Стереомикроскоп MX 1150 (Т)

### Общие характеристики

Увеличение	4–300x
Визуальная насадка	тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 45°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 50–75 мм
Окуляры	широкопольные 10x/22 мм, 15x/16 мм, 20x/12 мм, 30x/8 мм
Дополнительные линзы	0.5x, 0.75x, 2x
Штатив	штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
ZOOM тубус	0,8–5x, соотношение ZOOM 1:6,3x
Рабочее расстояние	115 мм
Проходящий свет	— проходящий свет: светоиспускающий диод, 12В/6Вт — падающий свет: светоиспускающий диод, 12В/3Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Рабочая температура	18–35 °С
Влажность	менее 85 %

### Информация для заказа

Наименование	Код
Тринокулярный стереомикроскоп MX1150(Т) (Вариант 1)	09.1500.03
Тринокулярный стереомикроскоп MX1150(Т) (Вариант 2)	09.1500.13
Тринокулярный стереомикроскоп MX1150(Т) (Вариант 3)	09.1500.23
Тринокулярный стереомикроскоп MX1150(Т) (Вариант 4)	09.1500.33

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.