

MX 1150 (T)

Стереомикроскоп

- Профессиональный ZOOM стереомикроскоп
- Тринокулярный тубус для фото- и видеодокументации
- Новая оптическая система высокого разрешения и глубины резкости
- Диапазон увеличения: 8–50x (300x опционально)
- Окуляры широкопольные 10x/22 мм
- Система освещения: проходящий свет, отраженный свет
- Регулируемая система освещения LED: отраженный и проходящий свет
- Противогрибковое покрытие оптики



Стереомикроскоп MX 1150 (Т)

Общие характеристики

Увеличение	8–50х (до 300х)
Визуальная насадка	тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 45°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 57–75 мм
Окуляры	широкопольные WF 10х/22 мм
Штатив	металлический, основание 180х240 мм с резиновыми ножками, окрашенный огнеупорной эмалью
ZOOM тубус	0,8–5х, соотношение ZOOM 1:6,3х
Рабочее расстояние	115 мм
Источник света	— отраженный свет: LED 12 В, 3 Вт — проходящий свет: LED 12 В, 6 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Требуемые предохранители	250 В, 2 А
Рабочая температура	18–35 °С
Влажность	менее 85 %

Информация для заказа

Наименование

Код

Тринокулярный стереомикроскоп MX 1150 (Т), стандартная комплектация

09.1500.03

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления