

## **MX 20**

### Биноклярный микроскоп

- Эргономичный металлический корпус
- Компенсационная биноклярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25 (масло)
- Раздельные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное галогеновое освещение 6 В, 20 Вт с регулировкой
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Коллектор



## Биноклярный микроскоп MX 20

### Общие характеристики

<b>Увеличение</b>	до 2000x
<b>Визуальная насадка</b>	компенсационная биноклярная поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 55–75 мм
<b>Окуляры</b>	широкопольные WF 10x/18 мм
<b>Штатив</b>	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
<b>Револьвер</b>	4 позиции для объективов
<b>Объективы</b>	ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
<b>Предметный столик</b>	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 132x142 мм
<b>Конденсор Аббе</b>	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров, с синим и зеленым фильтрами
<b>Фокусировка</b>	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата
<b>Источник света</b>	галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В, регулируемый
<b>Источник питания</b>	встроенный в штатив блок питания, 220 В, 50 Гц
<b>Требуемые предохранители</b>	250 В, 2 А
<b>Рабочая температура, влажность</b>	18–35 °С, менее 85 %
<b>Вес</b>	6,9 кг

### Информация для заказа

#### Наименование

#### Код

Биноклярный микроскоп MX 20, стандартная комплектация

09.0021.02

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления