

## **MX 50**

### Биноккулярный микроскоп

- Компенсационная биноккулярная головка
- Револьвер на 4 объектива
- 4 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, (масляная иммерсия)
- Механический предметный столик
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Встроенное освещение LED (светодиод) 3 В, 1 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики



## Биноклярный микроскоп MX 50

### Общие характеристики

<b>Увеличение</b>	до 2000x
<b>Визуальная насадка</b>	биноклярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55–75 мм
<b>Окуляры</b>	широкопольные WF 10x/18 мм
<b>Штатив</b>	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
<b>Револьвер</b>	4 позиции для объективов
<b>Объективы</b>	ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
<b>Предметный столик</b>	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка слева (рукоятка по запросу), 120x125 мм
<b>Конденсор Аббе</b>	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
<b>Фокусировка</b>	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене
<b>Источник света</b>	LED (светодиод), 3 В, 1 Вт
<b>Источник питания</b>	220 В, 50 Гц
<b>Рабочая температура, влажность</b>	18–35 °С, менее 85 %
<b>Вес</b>	5,6 кг

### Информация для заказа

#### Наименование

#### Код

Биноклярный микроскоп MX 50, стандартная комплектация

09.0050.02

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления