

**MicroOptix**



## **MX 50D**

Цифровой микроскоп с интегрированной камерой

Образовательные классы в школах и университетах

Небольшие лаборатории

Ветеринарная практика



## Цифровой микроскоп MX 50D

### Общие характеристики

<b>Увеличение</b>	до 1600
<b>Визуальная насадка</b>	бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, межзрачковое расстояние 48–75 мм
<b>Окуляры</b>	широкопольные WF 10/18 мм
<b>Револьвер</b>	4 позиции для объективов
<b>Объективы</b>	ахромат: 4/0,10, 10/0,25, 40/0,65, 100/1,25
<b>Предметный столик</b>	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 132 × 142 мм
<b>Конденсор Аббе</b>	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
<b>Фокусировка</b>	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — мелкое деление шкалы — 0,002 мм, грубый ход — 37,7 мм за один оборот, точный ход — 0,2 мм за один оборот, диапазон перемещения — 20 мм
<b>Источник света</b>	LED (светодиод), 3 В, 1 Вт
<b>Источник питания</b>	220 В, 50 Гц

### Информация для заказа

#### Наименование

#### Код

Цифровой микроскоп MX 50D, стандартная комплектация

09.0051.02

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления