




# Vision System Ultimate

Автоматическая сканирующая система




# Vision System Ultimate

Автоматическая платформа для больших  
и централизованных лабораторий



## Основные характеристики

- Загрузка до 200 слайдов одновременно
- Автоматическое сканирование образцов
- Автоматический анализ и преклассификация
- Произвольный доступ и тестирование срочных проб
- Не требуется постоянное присутствие оператора
- Работа в ночную смену без оператора




Гематология




Микробиология

# Спецификации

	<b>Основные характеристики</b>
Режимы работы	Очередь, непрерывный, произвольный доступ, срочная проба, 24/7
Подача слайдов	Автоматическая
Сканирование	Автоматическое
Идентификация проб	Встроенный считыватель штрих-кодов
Метод исследования	Светлое поле
	<b>Компоненты системы</b>
Состав	Сканирующий микроскоп, автоматический податчик слайдов, встроенный считыватель штрих-кода, монитор для валидации, управляющий тач-монитор, рабочая станция, программное обеспечение Vision
	<b>Технические характеристики</b>
Одновременная загрузка	До 200 слайдов, 4 штатива по 50 слайдов
Поддержка штрих-кода	1D, 2D, QR
Микроскопический слайд	Стандартный 75x25 мм, толщина 1,1 мм
Коммуникации	Двухнаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7
База данных	Объединение нескольких систем в одну БД; архивирование через экспорт на внешние носители
Питание	110–240 В/50–60 Гц
Рабочая температура	15–30 °С
Допустимая относительная влажность воздуха	20–80 %



Цитология



Гистопатология

## Применение и аппликационные модули

### Гематология



**Vision Hema**  
Анализ мазка крови



**Vision Bone Marrow**  
Анализ костного мозга

### Микробиология



**Vision Cyto STD**  
Диагностика заболеваний передающихся половым путем



**Vision Gram**  
Анализ мазка по Граму



**Vision Malaria**  
Анализ толстого и тонкого мазка

### Цитология



**Vision Cyto Pap**  
Скрининг рака шейки матки



**Vision Cyto Pap ICC**  
Иммуноцитохимический анализ



**Vision Body Fluids**  
Анализ жидкостей человека

### Гистопатология



**Vision Slide**  
Гистопатологические исследования

## Управление и административные модули



**Vision Manager**  
Автоматизация проведения анализа, правила обработки данных



**Vision Remote**  
Удаленное рабочее место

## Обучение и модули для консультации



**Vision Suite**  
Облачная/серверная платформа хранения



**Vision Expertise**  
Онлайн-сервис для обучения

## Интеграционные решения

Цифровое решение для управления клинической лабораторией

Двунаправленное соединение с информационными системами

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Manufacturer:  
West Medica Produktions- und Handels-GmbH  
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria  
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464  
vienna@westmedica.com, www.westmedica.com

Для дистрибьютора