

Vision Hema[®] Extended RBC

Расширенный анализ
эритроцитов

Расширенный анализ эритроцитов

Количественный анализ морфологии эритроцитов на новом уровне

Классификация

По размеру:

- Анизоцитоз
- Микроцитоз
- Макроцитоз

По цвету:

- Полихромия
- Гипохромия
- Гиперхромия

По форме:


- Пойкилоциты
- Кодоциты
- Шизоциты
- Шлемовидные
- Серповидные
- Сфероциты
- Эллиптоциты
- Каплевидные
- Кератоциты
- Стоматоциты
- Акантоциты
- Эхиноциты

По включению:

- Кольца Кебота
- Тельца Жолли
- Тельца Паппенгеймера
- Базофильная зернистость
- Паразиты

1

Автоматическое сканирование мазка крови и создание галерей





2

Идентификация и преклассификация эритроцитов по размеру, цвету, форме и включениям

3 Верификация эритроцитов специалистом


Готовые результаты анализа представлены в виде галерей клеток по группам. Вам остается просмотреть результаты анализа и провести верификацию.

4 Отображение как общих кадров мазка крови, так и каждого эритроцита отдельно




5 «Подсветка» выделенной группы эритроцитов на изображении препарата

Формирование по группам с возможностью фильтрации в зависимости от выбранной группы.



6 Детальная информация по каждому эритроциту

Отображение всплывающей подсказки с детальной информацией при наведении на эритроцит. Подсказка содержит информацию о размере, цвете, форме и включениях.



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



VISION

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787-44-01
горячая линия: +7 (800) 100-14-20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com