

Vision Hema[®] Manager

Стандартизация процесса
выполнения анализа мазка крови

Стандартизация процесса выполнения анализа мазка крови

Стандартизация выполнения ОАК. Эффективность принятия решения. Повышение качества и надежности результатов.

1

Скрининг



Скрининг

Исследование крови выполняется на 5-diff гематологическом анализаторе.

Name	Badge	Time	Result	Category
Eliza	Mack	30.01.2013 11:45	0000008	CBC
Karin	Flagland	30.01.2013 9:35	0000009	CBC
Adam	Free	30.01.2013 9:25	0000010	CBC
Joseph	Isiah	30.01.2013 8:45	0000011	CBC
Debra	Carrie	30.01.2013 10:05	0000012	CBC
Gale	Eastman	30.01.2013 10:25	0000013	CBC
Jacqueline	Paine	30.01.2013 10:45	0000014	CBC
		30.01.2013 11:05	0000015	CBC

Передача данных

Результаты с гематологического анализатора или из ЛИС автоматически передаются в Vision Hema® Manager.

2

Анализ данных и принятие решения



Анализ данных

Vision Hema® Manager анализирует результаты с гем. анализатора, «флаги», референсные диапазоны и информацию о пациенте.



Принятие решения

На основе установленных правил Vision Hema® Manager выдает решение о завершении или продолжении исследования.

3

Завершение исследования



Микроскопия проб с «флагами»

Пробы с «флагами» направляются на микроскопию. Vision Hema® Manager автоматически устанавливает профиль сканирования.



Завершение анализа проб без «флагов»

Если «флагов» нет, микроскопия мазка не требуется. Vision Hema® Manager автоматически завершает исследование.

Vision Hema®

Гематологический сканер-анализатор

- Идентификация, преклассификация и верификация клеток крови
- Автоматизация и стандартизация рабочего процесса
- Улучшение качества и увеличение производительности



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



VISION

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787-44-01
горячая линия: +7 (800) 100-14-20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com