



Исключительно высокий уровень освещенности - 140 000 люкс на дистанции 30 см. Осветитель HL 5000 идеален для исследования и распознавания мелких деталей. Гибкая конструкция световода обеспечивает рабочий радиус до 120 см. В распоряжении имеются 3 версии крепления: на мобильный стенд, на стену и универсальное.

Осветитель HEINE HL 5000®

▶ НОВЫЙ ДИЗАЙН



- ⋆ Галогеновая лампа 12 В / 50 Вт с длительным сроком службы дает освещенность 140 000 люкс на расстоянии 30 см. Очень яркий белый свет.
- ⋆ Чрезвычайно компактная осветительная головка. Не заслоняет обзор, проста для удерживания.
- ⋆ 3 различных варианта крепления: на стену, на стол (универсальное крепление) или на мобильный стенд.
- ⋆ Галогеновой лампы хватает до 4000 часов работы. Экономичность.
- ⋆ Дополнительный ультрафиолетовый фильтр. Повышает безопасность во время исследования.
- ⋆ Прочная конструкция со световодом, сохраняющим высокие особенности освещения в радиусе 120 см. Широкий радиус и простота расположения лампы, легкая и прочная установка в любой выбранной позиции.
- ⋆ Инфракрасный фильтр устраняет нагрев.

Осветитель HL 5000	12 В / 50 Вт
Мобильный вариант (А)	T-005.27.106
Вариант с облегченным мобильным стендом (В)	T-005.27.108
Вариант крепления на стене (С)	T-005.27.102
Вариант универсального крепления (D)	T-005.27.104
Галогеновая лампа 12 В / 50 Вт	T-005.27.111

