

∴ HEINE OPTOTECHNIK

Сфигмоманометры и стетоскопы





HEINE GAMMA XXL LF®

Универсальный профессиональный сфигмоманометр



[01]



[03]



[04]



[02]

Безртутные сфигмоманометры GAMMA XXL LF безопасны для людей и окружающей среды.

- ⋆ **Без латекса.**
 - ⋆ **Прочная поликарбонровая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при большой нагрузке в крупных госпиталях.
 - ⋆ **Черно-белая шкала большого диаметра (130 мм)** удобна для чтения.
 - ⋆ **Длинная спиральная инсuffляционная трубка (3 м)** увеличивает рабочую дистанцию.
 - ⋆ **Высококачественный индикатор** точно откалиброван и надежен.
 - ⋆ **Воздуховыпускающий клапан** обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха.
 - ⋆ **Манометр защищен от избытка давления**, что гарантирует достоверность показаний.
- Различные варианты крепления:** настенный, мобильный (регулировка высоты), на рельс и на стол.
- ⋆ **10 лет гарантии***.

* Касается производственных дефектов в течение 10 лет с даты покупки.

GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-W, настенный вариант [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S, мобильный вариант [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R, вариант крепления на рельс [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T, настольный вариант (прямая инсuffляционная трубка) [04]	M-000.09.322

HEINE GAMMA G7®

Лучший в серии с конструкцией из алюминиевого сплава



- ⋆ **Ударопрочный.**
- ⋆ **Без латекса.**
- ⋆ **Эксклюзивная система нагнетания воздуха** (патент оформляется в Германии).
- ⋆ **Манометр защищен от избытка давления**, что гарантирует достоверность показаний.
- ⋆ **Микрофильтр** защищает клапан и манометр.
- ⋆ **Черно-белая шкала большого диаметра (56 мм)** удобна для просмотра.
- ⋆ **Высококачественный индикатор**, точно калиброванный, надежный и устойчивый к ударам.
- ⋆ **Большая инсuffляционная груша.** Объем груши увеличен на 50 % для быстрого нагнетания воздуха в манжету.
- ⋆ **Эксклюзивный воздуховыпускающий клапан** обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрый выпуск и долговечность манометра. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
- ⋆ **Верх корпуса сделан из алюминиевого сплава.** Современный термопластик (Polyamide/TP Elastomer) с поглощающим удары кольцом защищает индикатор и стекло.
- ⋆ **Нижняя часть корпуса спрессована из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer).** Поглощает удары, с противоскользким покрытием.
- ⋆ **Легкий сплав, регулируемый упор** — для праворуких и леворуких.
- ⋆ **Качественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка».** Возможна стирка.
- ⋆ **Эргономичный дизайн.** Отличный баланс комфорта и простоты использования.
- ⋆ **10 лет гарантии***.

* Касается производственных дефектов в течение 10 лет с даты покупки.

GAMMA G7

Со взрослой манжетой	M-000.09.232
С детской манжетой	M-000.09.233
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.554
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.560

HEINE GAMMA G5®

Стандартный сфигмоманометр HEINE



Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G7, но имеет ряд отличий:

- ∴ Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ∴ Регулируемый упор (Polyamide/Thermo Plastic) — для праворуких и леворуких.
- ∴ 5 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 5 лет с даты покупки.

GAMMA G5	
Со взрослой манжетой	M-000.09.230
С детской манжетой	M-000.09.231
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.555
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.561

HEINE GAMMA GP®

Стандартный сфигмоманометр HEINE со спусковой кнопкой



Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G5, но с воздухопускающим клапаном, выполненным в виде спусковой кнопки.

- ∴ **Инновационный воздухопускающий клапан — спусковая кнопка.** Обеспечивает точную регулировку выпускаемого воздуха, быстрое выкачивание и крайне высокую долговечность манометра. Прост в обращении, подходит для праворуких и леворуких.
- ∴ 5 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 5 лет с даты покупки.

GAMMA GP	
Со взрослой манжетой	M-000.09.242
С детской манжетой	M-000.09.243
С детской, взрослой и большой манжетами	M-000.09.556
Со взрослой манжетой без чехла, упаковка 10 шт.	M-000.09.562

HEINE GAMMA GST®

Классический сфигмоманометр для личного применения



Сочетает дизайн и качественные характеристики сфигмоманометра GAMMA G5, но имеет встроенный стетоскоп для личного применения.

- ∴ Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (Polyamide/TP Elastomer). Поглощает удары, с противоскользящим покрытием.
- ∴ Регулируемый упор (Polyamide/Thermo Plastic) — для праворуких и леворуких.
- ∴ **Качественная манжета с одной трубкой**, со встроенным стетоскопом (мембрана 43 мм).
- ∴ 5 лет гарантии*.

* Касается производственных дефектов в течение 5 лет с даты покупки.

GAMMA GST	
Со взрослой манжетой	M-000.09.271



HEINE GAMMA 2.2®

Превосходная акустика



- ⋆ Легкая головка с 45 мм мембраной и 32 мм раструбом. Превосходная акустика.
- ⋆ Интегрированная конструкция сдвоенного источника. Надежность и комфорт.
- ⋆ Без латекса.
- ⋆ Термопластическое кольцо вокруг мембраны и конуса для исключения холодового шока.
- ⋆ Ушные оливки комфортные и мягкие, с винтовым креплением.
- ⋆ Принадлежности. В комплект включены запасные ушные оливки и мембрана.

Стетоскоп GAMMA 2.2

M-000.09.922

HEINE GAMMA 2.3®

Для обследования детей



Уменьшенная, но технически идентичная версия стетоскопа GAMMA 2.2. GAMMA 2.3 имеет 34 мм мембрану и 32 мм раструб. Идеально подходит для педиатрического применения.

- ⋆ Технические особенности смотрите у GAMMA 2.2.

Стетоскоп GAMMA 2.3

M-000.09.923

HEINE GAMMA C®

Идеально в кардиологии



- ⋆ Головка из двойной нержавеющей стали с 48 мм мембраной и 26 мм раструбом имеет уникальную глубокую форму конуса для увеличения звуковой чувствительности. Идеально передает звуки низкой частоты в кардиологии.
- ⋆ Система «две трубки в одной» без латекса. Конструкция с толстой внешней трубкой для исключения внешних шумов и улучшения звуковой передачи.
- ⋆ ПВХ-кольцо (поливинилхлорид) для мембраны и конуса для исключения холодового шока.
- ⋆ Сдвоенный стереофонический источник из легкого сплава, стойкого к коррозии, надежный и комфортный.
- ⋆ Комфортные и мягкие ушные оливки исключают побочные шумы. В комплект включены два набора ушных оливок и мембрана.
- ⋆ Без латекса.

Стетоскоп GAMMA C

M-000.09.931

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel.: +49 (0) 81 52-38 0 · Fax: +49 (0) 81 52-3 82 02
info@heine.com

HEINE CIS Representative WEST MEDICA
Hegelgasse 19 · A-1010 · Vienna · Austria
Tel.: +43 (1) 804 81 84 · Fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

www.heine.com · www.heineopto.ru

HEINE Russia Representative WEST MEDICA
ул. Шереметьевская 85 · стр. 2 · Москва · 129075
Тел.: +7 (495) 940-61-33 · Факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

Санкт-Петербург: (812) 324-27-78
Ростов-на-Дону: (863) 268-94-81
Пермь: (342) 220-65-51
Новосибирск: (383) 227-67-34

Официальный дистрибьютор