

# DZ4-T

## Стереомикроскоп

- Превосходное качество оптики
- Кратность трансфокатора: 12 : 1 (0.83–10x)
- Общее увеличение: 25.2–4200x
- Освещение: коаксильное отраженное освещение
- Резьбовое соединение тип «С» для 1/2 CMOS, CCD или аналоговых камер
- Модульный дизайн: легковесность и компактность
- Гибкость: множество доступных конфигураций



Сделано в Японии  
Гарантия 5 лет

### Характеристики объективов

Тип	Оптическое увеличение	Общее увеличение*	Числовая апертура	Рабочее расстояние, мм	Разрешение, мкм	Глубина фокуса, мкм	Вес, г
ZC5	0,42–5x	25,2–300x	0,01–0,07	45	33,55–4,79	±2750–56,12	190
ZC15	1,25–15x	75–900x	0,03–0,2	46,2	11,18–1,68	±305,56–6,88	150
ZC30	2,5–30x	150–1800x	0,06–0,63	35,25	5,59–0,93	±76,39–2,12	396
ZC50	4,16–50x	249,6–3000x	0,1–0,45	14	3,36–0,75	±27,550–1,36	250
ZC70	5,83–70x	349,8–4200x	0,14–0,7	7,1	2,4–0,48	±14,03–0,56	550

\* Общее увеличение получено с помощью 1/2" CCD и 19" TV монитора