

# MT4200/4300

## Биологические микроскопы



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Удобные бинокулярные и тринокулярные насадки (тип Зидентопфа)
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные винты фокусировки
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: сверхъяркий светодиод (5В/3Вт) или галогеновый (6В/30Вт) осветитель проходящего света
- Конденсоры: Аббе
- Методы исследования включают: светлое поле и темное поле

# Спецификации

Биологические микроскопы МТ4200(Н L) и МТ4300(Н L)	
Увеличение	От 40х до 2000х
Визуальная насадка	— бинокулярная (МТ 4200) или тринокулярная (МТ 4300) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы на одном окуляре, межзрачковое расстояние 53–75 мм
Окуляры широкопольные	10х/20 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	5-ти позиционный для объективов
Объективы	U. PLAN ACHROMAT: 4X, N.A 0.10, W.D. 25.8mm, F.N. 24 10X, N.A. 0.25, W.D. 10.7mm, F.N. 24 10X, N.A.0.25, F.L.20.0, W.D.7.6 20X, N.A. 0.40, W.D. 7.29mm (опция) 20X, N.A.0.40, F.L.10.0, W.D.7.0 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.5mm, F.N. 24 (подпружиненный) 50X oil, N.A. 0.87, W.D. 0.28mm (optional) 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23mm F.N. 24 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 170x140 мм (перемещение по осям ХУ 80x52 мм)
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(L) Светодиод — 5В/3Вт (Н) Галоген — 6В/30Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Вес	8 кг

## Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп МТ4200Н с галогеновым освещением, стандартная комплектация	МТ4200Н
Бинокулярный биологический микроскоп МТ4200L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	МТ4200L
Тринокулярный биологический микроскоп МТ4300Н с галогеновым освещением, стандартная комплектация	МТ4300Н
Тринокулярный биологический микроскоп МТ4300L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	МТ4300L

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Meiji Techno Japan,  
322-1, Chikumazawa, Miyoshi machi, Iruma-gun  
Saitama 354-0043, JAPAN  
phone: 049-259-0111, fax: 049-259-0113  
meiji@meijitechno.co.jp, www.meijitechno.co.jp

Официальный дистрибьютер: Медика Продакт  
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,  
Москва, 129075  
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс. +7 (495) 787-44-01  
info@meijitechno.ru, www.meijitechno.ru

