

MT4200L/4300L (SP)

Биологические микроскопы



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10° до 50°
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: сверхъяркий светодиод (5В/3Вт) осветитель проходящего света
- Конденсоры: Аббе
- Методы исследования включают: светлое поле и темное поле

Спецификации

Биологические микроскопы MT4200L (SP) и MT4300L (SP)	
Увеличение	От 40x до 2000x
Визуальная насадка	— бинокулярная (MT 4200SP) или тринокулярная (MT 4300SP) головка — поворотная на 360° с наклоном от 10° до 50°, компенсация диоптрийной разницы на одном окуляре, межзрачковое расстояние 53–75 мм
Окуляры широкопольные	10x/20 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	5-ти позиционный для объективов
Объективы	U. PLAN ACHROMAT: 4X, N.A. 0.10, W.D. 25.8mm, F.N. 24 10X, N.A. 0.25, W.D. 10.7mm, F.N. 24 10X, N.A.0.25, F.L.20.0, W.D.7.6 20X, N.A. 0.40, W.D. 7.29mm (опция) 20X, N.A.0.40, F.L.10.0, W.D.7.0 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.5mm, F.N. 24 (подпружиненный) 50X oil, N.A. 0.87, W.D. 0.28mm (опция) 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23mm F.N. 24 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 170x140 мм (перемещение по осям XY 80x52 мм)
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(L) Светодиод — 5В/3Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Вес	8 кг

Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MT4200L (SP) со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4200L(SP)
Тринокулярный биологический микроскоп MT4300L (SP) со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT4300L(SP)

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Meiji Techno Japan,
322-1, Chikumazawa, Miyoshi machi, Iruma-gun
Saitama 354-0043, JAPAN
phone: 049-259-0111, fax: 049-259-0113
meiji@meijitechno.co.jp, www.meijitechno.co.jp

Официальный дистрибьютер: Медика Продакт
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,
Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс. +7 (495) 787-44-01
info@meijitechno.ru, www.meijitechno.ru

