

## MT5200/5300 (H|L)

### Биологические микроскопы



- Оптическая система ICOS™ («на бесконечность») с новой усовершенствованной оптикой
- Удобные бинокулярные и тринокулярные насадки (тип Зидентофа)
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения
- Освещение по Келлеру: сверхяркий светодиод (5В/3Вт) или галогеновый (6В/30Вт) осветитель проходящего света
- Конденсоры: Аббе или универсальный фазово-контрастный Цернике
- Методы исследования включают: светлое поле, темное поле, поляризация и фазовый-контраст

# Спецификации

## Биологические микроскопы MT5200(H|L) и MT5300(H|L)

Увеличение	От 40x до 2000x
Визуальная насадка	— бинокулярная (MT 5200) или тринокулярная (MT 5300) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы на одном окуляре, межзрачковое расстояние 53–75 мм
Окуляры широкопольные	10x/22 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью
Револьвер	5-ти позиционный для объективов
Объективы	U. PLAN ACHROMAT: 4X, N.A 0.10, W.D. 25.8mm, F.N. 24 10X, N.A. 0.25, W.D. 10.7mm, F.N. 24 10X, N.A.0.25, F.L.20.0, W.D.7.6 20X, N.A. 0.40, W.D. 7.29mm (опция) 20X, N.A.0.40, F.L.10.0, W.D.7.0 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.5mm, F.N. 24 (подпружиненный) 50X oil, N.A. 0.87, W.D. 0.28mm (optional) 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.23mm F.N. 24 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 190x140 мм (перемещение по осям XY 80x52 мм)
Конденсор	Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25 Зернике регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене — механизм регулировки плавности хода
Источник света	(L) Светодиод — 5В/3Вт (H) Галоген — 6В/30Вт
Источник питания	220В/50Гц
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Вес	8 кг

## Информация для заказа

Наименование	Код
Бинокулярный биологический микроскоп MT5200H с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT5200H
Бинокулярный биологический микроскоп MT5200L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT5200L
Бинокулярный биологический микроскоп MT5210L со светодиодным освещением, фазово-контрастный	MT5210L
Тринокулярный биологический микроскоп MT5300H с галогеновым освещением, стандартная комплектация	MT5300H
Тринокулярный биологический микроскоп MT5300L со светодиодным освещением, стандартная комплектация	MT5300L
Тринокулярный биологический микроскоп MT5310L со светодиодным освещением, фазово-контрастный	MT5310L

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Meiji Techno Japan,  
322-1, Chikumazawa, Miyoshi machi, Iruma-gun  
Saitama 354-0043, JAPAN  
phone: 049-259-0111, fax: 049-259-0113  
meiji@meijitechno.co.jp, www.meijitechno.co.jp

Официальный дистрибьютер: Медика Продакт  
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,  
Москва, 129075  
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс. +7 (495) 787-44-01  
info@meijitechno.ru, www.meijitechno.ru

