



Сделано в Японии
Гарантия 5 лет

Биологические микроскопы серии MT6000

Серия MT6000 включает универсальные, модульные, эргономичные биологические микроскопы, которые отлично подходят для использования в биологии, научных исследованиях и для применения в лаборатории. Эргономичное расположение рукояток управления исключает усталость пользователя, повышает эффективность и производительность работы.

Серия MT6000 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты 1 год.

Характеристики

- Сверхширокопольные окуляры 10x с вынесенным фокусом, F.N. 24 (стандартные)
- Удобные бинокулярные и тринокулярные визуальные насадки (тип Зидентофа)
- Эргономичная бинокулярная насадка (опция) с регулируемым наклоном от 10° до 50°
- Эргономичный реверс-револьвер на 6 объективов для смены увеличения
- Новые усовершенствованные объективы Plan Apo «на бесконечность»
- Плоский механический столик с керамическим покрытием 230x180 мм с ручкой перемещения с правой или левой стороны
- Препаратодержатель на два предметных стекла
- Конденсор Аббе N.A. 1,25 в креплении типа «ласточкин хвост»
- Освещение по Келеру: сверхъяркий галогеновый 12 В, 50 Вт осветитель проходящего света
- Встроенный источник питания с автоматическим определением напряжения
- Конденсоры: Аббе или универсальный фазово-контрастный Цернике
- Новый улучшенный дизайн, плавная работа, регулируемая ирисовая диафрагма
- Методы исследования включают: светлое поле, темное поле, фазовый контраст и поляризацию

Информация для заказа

Модели светового поля						
Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Конденсор	Осветитель
MT6200 (ver. U51)	Бинокуляр	EWF 10x F.N.24 (O.D.30 мм)	Plan Apo F4x, F10x, F40x, F100x (масло)	Керамическое покрытие. Плоский с изменяемыми по высоте контролями X-Y	Конденсор Аббе NA 1,25	Галогеновый 12 В, 50 Вт
MT6300 (ver. U52)	Тринокуляр					

Фазово-контрастные						
Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Конденсор	Осветитель
MT6200 (ver. U53)	Бинокуляр	EWF 10x F.N.24 (O.D.30 мм)	U Planachromat Ph10x, Ph20x, Ph40x, Ph100x (масло)	Керамическое покрытие. Плоский с изменяемыми по высоте контролями X-Y	Фазовый конденсор Цернике M.A. 1,25	Галогеновый 12 В, 50 Вт
MT6300 (ver. U54)	Тринокуляр					



Усовершенствованные объективы Plan Apo



Эргономичная наклоняемая бинокулярная насадка



Усовершенствованная полевая диафрагма