



MJ 9100 Vet— Портативный многоцелевой операционный микроскоп с ZOOM-увеличением для ветеринарии

- Упаковывается в транспортный кейс (входит в комплект поставки)
- Крепление к столу или крепление к напольному штативу (опция)
- Плавная смена увеличения (ZOOM)
- Высококачественная оптика с большой глубиной резкости и полем зрения
- Изменение рабочего расстояния путем установки осевых линз
- Настройка межзрачкового расстояния и диоптрий
- Адаптер для крепления под углом 45°
- Легкое управление, устойчивое компактное основание
- Галогеновый источник холодного света с возможностью быстрой замены лампы
- Фото- и видеодокументация



Характеристики

Микроскоп	
Тип	Биноклярный микроскоп Галилея Адаптер для крепления под углом 45°.
Смена увеличения	Плавная (ZOOM) при вращении барабана
Окуляры	15x
Общее увеличение	6–18x
Настройка межзрачкового расстояния	50–75 мм
Фокусное расстояние	F=175 мм
Диоптрийная настройка	± 6 D
Наклон головки микроскопа	0–90°

Освещение	
Фильтры	Кобальтовый, синий, ½ нейтральной плотности
Источник света	Галогеновая лампа 21 В/150 Вт, тепловой фильтр
Яркость	80 000 люкс
Поле коаксиального освещения	42–24 мм

Вертикальная точная фокусировка	
Модель	Ручная
Настройка фокусирования	30 мм



Линза F=175 мм
Для офтальмологии



Линза F=250 мм
Для общей хирургии



Линза F=350 мм
Для ларингологии



Линза F=200 мм
Для оторинологии
и пластической
хирургии



Линза F=300 мм
Для нейрохирургии



Линза F=400 мм
Для ларингологии



Транспортный кейс

