

Vision CAM® V1200 (C) HD

Цифровая HD-камера



Новый стандарт качества изображения для ежедневной работы

- 6 Мп, разрешение 3264x1836 пикселей
- CMOS-матрица 1/2,8" с высокой чувствительностью
- Видео 1080p, 30 к/с, разрешение 1920x1080 пикселей
- Интерфейс HDMI для передачи изображения высокой четкости
- Стандартный разъем C-mount

Vision CAM® V1200 (C) HD

Спецификации

Применение	микроскопия высокого разрешения
Количество мегапикселей	6,0
Разрешение	3264x1836
Матрица	1/2,8", CMOS
Размер регистрирующего элемента	2,7x2,7 мкм
Тип цветности	цветная
Частота смены кадров	30 к/с при разрешении 1920x1080
Запись видео	1080p (1920x1080), 25 к/с
Интерфейс связи	HDMI, USB 2.0
Крепление объектива	C-mount
Корпус	алюминиевый
Питание	внешнее 5 В DC

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



VISION

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com