

Vision CAM® V3000

Цифровая HD видеокамера



Новый стандарт качества изображения для ежедневной работы

- Специально разработана для применения в микроскопии, где требуется работа с видео высокого разрешения
- Подключение к HDMI-мониторам без необходимости подключения к ПК
- CMOS-матрица 1/3" со сверхвысокой чувствительностью
- 1080p, 60 к/с, разрешение 1920x1080 пикселей (2 Мп)
- Автоматическая экспозиция
- Автоматический баланс белого
- Возможность подключения к ПК для передачи фотографий
- 3 управляющие кнопки: питание, баланс белого, съемка фото
- Стандартный разъем C-mount

Vision CAM® V3000

Спецификации

Применение	микроскопия, где требуется работа с видео
Количество мегапикселей	2,0
Разрешение	1920x1080
Матрица	1/3", CMOS
Размер регистрирующего элемента	2,7x2,7 мкм
Тип цветности	цветная
Частота смены кадров	1080p60 (60 к/с при полном разрешении)
Выдержка	автоматическая
Баланс белого	автоматический
Интерфейс связи	HDMI
Крепление объектива	C-mount
Корпус	алюминиевый
Питание	внешнее 5 В DC

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

