

Анализатор мочи LabUMat



Для крупных и средних лабораторий

Полностью автоматический анализатор мочи производительностью 250 тестов/час

- Одновременная загрузка до 100 проб
- Автоматическая подача проб и погружение тест-полосок
- Управление при помощи цветного сенсорного экрана
- Принтер для печати отчетов в комплекте



Варианты комплектаций:

1 LabUMat + термопринтер

Получите результаты анализа в удобной форме.



2 LabUMat + ПК и принтер

Результаты с анализатора автоматически передаются в ваш ПК и интегрируются в общий отчет исследования мочи. Напечатайте отчет, сохраните на ПК или отправьте по электронной почте.



Спецификация

Тип прибора	отражательный фотометр
Технология	CCD-матрица с анализом изображения
Максимальная производительность	250 тестов/час
Измеряемые параметры	билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рН, нитриты, лейкоциты и удельный вес
Память	10 000 результатов
Дисплей	жидкокристаллический, сенсорный, разрешение: 800×600 пикселей
Интерфейсы	RS-232, USB
ПО Vision RUT	<ul style="list-style-type: none">— автоматическое считывание результатов с анализатора мочи и внесение в бланк отчета— хранение информации в базе данных— автоматическое управление статистическими данными— подготовка отчетов
Принтер	внешний
Рабочая температура	15–35 °С
Относительная влажность воздуха	20–80 %
Габариты	645×600×605 мм
Вес	51 кг

Информация для заказа

Вариант 1

Комплект включает: автоматический анализатор мочи LabUMat, термопринтер

Вариант 2

Комплект включает: автоматический анализатор мочи LabUMat, программное обеспечение Vision RUT®, персональный компьютер, принтер

По вопросам приобретения обращайтесь к вашему поставщику лабораторного оборудования

