



APEL CO., LTD. JAPAN

MADE IN JAPAN

State-of-the-art
Colorimeter

AP-120

Компактный фотоэлектроколориметр (ФЭК)



**Компактный и простой
в использовании**

Встроенный фильтр
Встроено 5 фильтров

Автоматическое обнуление
T=0% и T=100% устанавливаются автоматически
одним нажатием кнопки

Компактный и легкий
AP-120 занимает мало места и весит всего 0,7 кг

Не требуется замена лампы
AP-120 не требует замены лампы благодаря
светодиодному источнику света


**Stray light
Free**



Крышка предотвращает проникновение света
снаружи

AP-120

Компактный фотоэлектроколориметр



Спецификации:

Дисплей	3 1/2 цифровой LED
Встроенные фильтры	420 460 510 540 600
Фотометрический диапазон	0 - 100% T 0 - 1,999 A 0 - 1999 C (0 - 1999 F)
Объем пробы	1,0 мл
Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Автоматическое обнуление	Предусмотрено
Мощность	12В
Габариты	117 x 185 x 77 мм
Вес	0,7 кг

Стандартные принадлежности:

Руководство пользователя

Блок питания (внешний)

Квадратные кюветы 10 x 10 x 45 мм (2 шт.)

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

MADE IN JAPAN



APEL CO., LTD. JAPAN

Website www.apel-jp.ru

Website www.apel.co.jp