

Automated tube selecting and labeling system

BC•ROBO® 7

Traychanger

Traychanger используется как основание для BC ROBO 7 и устанавливается рядом с рабочим местом, где происходит забор крови. Благодаря тому, что в Traychanger могут располагаться 2 подготовленных лотка с пробирками и 6 пустых лотков, система BC ROBO 7 может обеспечить работу двух флеботомистов.

Traychanger является опцией для BC ROBO 7 и увеличивает его производительность.



Пустые лотки: 6 шт.
Готовые лотки: 2 шт.
Смена лотков: 5 секунд
Время маркировки пробирок: 10 секунд на 4 пробирки, одинаковое для каждого лотка.
Источник питания: АС 110-240 В
Габариты: 230 мм х 755 мм х 1130 мм (включая ВС-РОБО 7)
Вес: 43 кг

