

Автоматический анализатор для оценки качества вина



- Универсальный вариант для современных лабораторий
- Программа контроля качества.
- Открытая система для любых методик и реагентов.
- Объем реакционной смеси — 200 мкл.
- Производительность — до 100 тестов/час.
- 37 позиций для проб и реагентов.
- Одноканальный фотометрический модуль.
- Фильтры: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм + два опционально.
- Блок охлаждения реагентов.

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

