

MX 10

Моноккулярный микроскоп

- Экономичный моноккулярный микроскоп
- Револьвер на 3 объектива
- Наклон головки 45°
- 3 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65
- Окуляр широкопольный: 10x/18 мм
- Встроенная регулируемая система освещения LED (светодиод) 5 В, 1 Вт
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Коллектор



Монокулярный микроскоп MX 10

Общие характеристики

Увеличение	до 2000x
Визуальная насадка	монокулярная с наклоном 45°
Окуляр	широкопольный WF 10x/18 мм
Штатив	металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками
Револьвер	3 позиции для объективов
Объективы	ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный)
Предметный столик	механический двухкоординатный градуированный, 115x125 мм
Конденсор Аббе	регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,2, с держателем фильтров, с зеленым фильтром
Фокусировка	— коаксиальные винты грубой и точной фокусировки — встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата
Источник света	LED (светодиод), 5 В, 1 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц
Требуемые предохранители	250 В, 2 А
Рабочая температура, влажность	18–35 °С, менее 85 %
Вес	3,2 кг

Информация для заказа

Наименование

Код

Монокулярный микроскоп MX 10, стандартная комплектация

09.0011.01

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления