

GEMZ-5/5TR

Геммологические стереомикроскопы
для исследования драгоценных камней



- Бинокулярный и тринокулярный геммологические стереомикроскопы для исследования драгоценных камней с функцией Zoom 0,67X – 4,5X
- Широкопольные окуляры SWF10X с полем зрения 22 мм
- Эргономичный наклоняемый стенд GEM
- Галогеновый источник проходящего света 6В 30Вт
- Флуоресцентный падающий свет 7Вт
- Ирис-диафрагма со светлым и темным полем
- Зажим для камней

Спецификации

Геммологические стереомикроскопы GEMZ-5/ GEMZ-5TR	
Увеличение	От 0.67X – 4.5X
Визуальная насадка	— бинокулярная (GEMZ-5) или тринокулярная (GEMZ-5TR) головка — поворотная на 360°, компенсация диоптрийной разницы на одном окуляре, межзрачковое расстояние 54–76 мм
Окуляры широкопольные	SWF10X с полем зрения 22 мм
Стенд	Профессиональный стенд GEM, с функцией наклона и зажимом для камней
Рабочее расстояние	110 мм
Фокусировка	Механизм регулировки плавности хода
Источник света	Галогеновый источник проходящего света 6В 30Вт Флуоресцентный падающий свет 7Вт Ирис-диафрагма со светлым и темным полем
Аксессуары	C-mount для GEMZ-5TR (опция)



Тринокулярная модель GEMZ-5TR



Эргономичный стенд

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Meiji Techno Europe
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@meijitechno-europe.com, www.meijitechno.com

Официальный дистрибьютер