



APEL CO., LTD. JAPAN

MADE IN JAPAN

**State-of-the-art
Bilirubin Meter**

BR-5200P

Билирубинометр с интеллектуальным управлением



! Before the start-up counter ends with "0"
- DO NOT insert a capillary into the holder.
- DO NOT remove the holder.

FEED

SERUM GAUGE



Включите и начните измерения после 60 секунд прогрева прибора

**Free of
calibration
hassle**

После одной калибровки BR-5200P не требует ежедневной калибровки

Очень быстрые измерения

Максимальное время измерения 1 секунда

Не требуется замена лампы

BR-5200P не требует замены лампы благодаря светодиодному источнику света

Компактный и легкий

BR-5200P занимает мало места и весит всего 1,7 кг

Подключение компьютера

BR-5200P имеет USB интерфейс для подключения к компьютерам

Встроенный принтер

Встроен компактный термический принтер



Предусмотрен USB порт для подключения к компьютеру



Данные измерений отображаются на дисплее

BR-5200P

Билирубинометр с интеллектуальным управлением



1 Включите переключатель на задней панели



2 Прибор готов к измерению



3 Вставьте капилляр (содержащий образец) в держатель



4 Результат появляется очень быстро (в течение одной секунды)

Спецификации:

Метод	Двухволновое измерение
Диапазон измерений	0-30 мг/дл (общий билирубин)
Точность измерений	±5%
Объем пробы	50-60 мкл
Дисплей	3-1/2
Емкость для образца	Капилляр (гематокритный)
Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Датчик	Кремниевый фотозлемент
Интерфейс	USB
Мощность	12 В 4,5 Вт
Габариты	262 x 214 x 109 мм
Вес	1,7 кг

Комплектация:

Описание	Количество
Капилляры гепаринизированные (красная крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Капилляры стандартные (синяя крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Подставка для капилляров	1 шт.
Стандартный раствор	2 флакона
USB кабель	1 шт.
Драйвера для USB подключения (CD-ROM)	1 шт.
Блок питания (внешний)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

MADE IN JAPAN



APEL CO., LTD. JAPAN

Website www.apel-jp.ru

Website www.apel.co.jp