



APEL CO., LTD. JAPAN

MADE IN JAPAN

State-of-the-art
Hemoglobinmeter

HG-220

Гемоглобинометр



CE

**Компактный и простой
в использовании**

Автокалибровка

Благодаря автокалибровке HG-220 легко использовать для ежедневных измерений

Компактный и легкий

HG-220 занимает мало места и весит всего 0,6 кг

Не требуется замена лампы

HG-220 не требует замены лампы благодаря светодиодному источнику света



HG-220

Гемоглобинометр



Спецификации:

Метод измерения	Цианметгемоглобиновый метод
Дисплей	3-1/2 цифровой LED (7 сегментов)
Длина волны	540 нм
Диапазон измерений	г/дл: 0,0 - 30,0 ммоль/л: 0,0 - 18,6
Источник света	Зеленый светодиод сверхвысокой яркости
Фотодетектор	Кремниевый фотоэлемент
Объем пробы	1,0 мл (минимум)
Точность измерений	$\leq \pm 1,5\%$
Коэффициент разбавления	1 : 251
Мощность	Вход: 100-240В, выход: 12В, 5А
Частота	50-60 Гц
Габариты	117 x 185 x 77 мм
Кюветы	Квадратные стеклянные кюветы
Вес	0,6 кг

Стандартные принадлежности:

Руководство пользователя	1 шт.
Блок питания (внешний)	1 шт.
Квадратные стеклянные кюветы 12,5 x 12,5 x 45 мм	2 шт.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

MADE IN JAPAN



APEL CO., LTD. JAPAN

Website www.apel-jp.ru

Website www.apel.co.jp